

## **QualiWORLD 4.5 - Nouvelle Version**

QualiLife a le plaisir de vous annoncer la sortie de la **Version 4.5 de la plate-forme logicielle QualiWORLD**.

**QualiWORLD 4.5** inclut plusieurs nouvelles fonctions et améliorations, afin de satisfaire les besoins et attentes des utilisateurs QualiWORLD. Parmi le plus importantes :

- **Taille et police des caractères du Programme**

Il est possible de modifier la taille et la police du programme entier. Cette nouvelle option permet d'augmenter ou réduire la taille et changer la police par défaut des icônes et fonctions de QualiWORLD. La fonction a été ajoutée dans Config./Vue/Général.

- **Nouveau module: QualiGAMES avec le nouveau jeu de Dames.**

Le jeux de QualiWORLD ont été regroupés dans le nouveau module QualiGAMES, qui inclut : jeu de Cartes, Echecs et Dames (nouveau). D'autres jeux suivront.

- **QualiDVD**

Les utilisateurs de QualiWORLD peuvent maintenant visualiser les DVD en modalité Plein Ecran (même avec un deuxième écran, si disponible).

Il est possible de naviguer les chapitres du DVD en avant et en arrière, ainsi que facilement changer la langue et les sous-titres.

- **QualiTV**

Comme pour le DVD, la télévision peut être visualisée en modalité Plein Ecran (même avec un deuxième écran, si disponible).

QualiTV est maintenant compatible avec un grand nombre de cartes TV (celles utilisant "line in" pour l'audio) et sa compatibilité avec l'hardware a été amélioré.

- **QualiRADIO**

Comme pour QualiTV, QualiRADIO est maintenant compatible avec un grand nombre de cartes TV (celles utilisant "line in" pour l'audio).

- **QualiPHONE**

La nouvelle version permet à l'utilisateur de sélectionner la source audio/vidéo, dans le cas où TV et webcam sont installées. Ceci pour éviter tout conflit.

- **QualiCAM**

Il est possible d'installer et de gérer simultanément quatre webcam différentes.

- **QualiPLAYER**

QualiPLAYER est maintenant accessible en modalité Plein Ecran avec toute alternative à la souris incluse dans QualiWORLD. La gestion des Listes a été améliorée.

- **Procès d'activation du logiciel**

Quand plusieurs modules QualiWORLD doivent être activés, il est maintenant possible de lancer le setup une seule fois (au début) et pas pour chaque module.

- **Et beaucoup plus encore?**

[Cliquer ici](#) pour télécharger QualiWORLD 4.5 ou visitez notre site [www.qualilife.com](http://www.qualilife.com).

La nouvelle version est disponible GRATUITEMENT à tous les utilisateurs de QualiWORLD 4.0. Aucune configuration ou donnée sera perdue.

**QualiLife SA**

[www.qualilife.com](http://www.qualilife.com)

[info@qualilife.com](mailto:info@qualilife.com)

Riva Paradiso 26 - 6900 Lugano - Paradiso - Switzerland

Tel. ++41 (0) 91 980.09.51

Fax. ++41 (0) 91 980.09.52

